

COMPANY PROFILE

公司简介

400-8787-807

我们拥有多元化的抗体研发平台：

PT® Rabbit mAb 免重组基因工程抗体 | Mouse PathoELITE™ 病理级小鼠单克隆抗体 | NanobodyAI™ 纳米抗体 | 精品小鼠单克隆抗体 兔多克隆抗体



● 以及抗体相关 ELISA 试剂盒、mIHC 试剂盒、辅助试剂等

● PolyVision™ 享受更强大的信号放大效果

PT® Rabbit mAb

Immunoway 的 PT® Rabbit mAb 平台拥有四重特异性筛选环节，以确保抗体的高特异性和高亲和力。首先用特异性多肽或者真核蛋白对兔子进行免疫，刺激其免疫系统产生特异性抗体，抽取血液做内源性样本的特异性检测和血清效价的检测；在 B 细胞筛选过程中，通过双阳性流式细胞分选，分离出 B 细胞表面 IgG+ 和抗原特异性 + 的 B 细胞；然后对单 B 细胞进行培养，并通过 Elisa、WB、IF 等实验对阳性 B 细胞进一步进行特异性筛选鉴定；将筛选出的 B 细胞中的抗体可变区基因进行克隆与重组，将重组抗体基因导入哺乳动物细胞中进行表达，再通过如 Elisa WB IHC IF IP FCM 等全面特异性验证方式进行检测；最后通过细胞培养、抗体表达和纯化等步骤，获得高纯度的免重组基因工程抗体。

超高稀释比



超高性价比 受益于生产工艺提升与规模化降本，提供极具性价比的兔单抗（20251008起）

400-8787-807



小红书



视频号



微信公众号



官网

PT® Rabbit mAb 抗体优势



卓越特异性



更高亲和力



全能应用



超高稀释比例



批次间稳定

超稳定性


● p38 Rabbit mAb YM8276

● GSK3β p-Ser9 Rabbit mAb YM8041

● Hexokinase II Rabbit mAb YM8118

抗体稀释液存放一个月验证

抗体原液37°C稳定性验证



超高稀释比

● LC3B Rabbit mAb YM8147 1:5000

● p65 Rabbit mAb YM8209 1:5000

● H3K9Me3 Rabbit mAb YM8276 1:5000

● Akt Rabbit mAb YM8463 1:5000

